

ガラス工芸の国 チェコの Microtech 社から

マイクロピペット

Micro Pipette

ICSI



HOLDING



HATCHING




BIOPSY




Microtech-IVF社
チェコ製


新型



4.2 μm




4.5 μm




拡大

新型ICSIの型番は各型番の末尾に「-M」がつきます。
※新型とスタンダードの違いは矢印部分です。


内径



4 μm




4.2 μm




4.5 μm

標準的なサイズで
オールマイティーに
使用できます。




5 μm


先端面角度



先端角度 25°



先端角度 30°



先端角度 35°

精子の状態に合わせてピペットを選択しICSIが行えます。

カスタムメイド（標準品と同価格です。）

スパイクの長さ



(リクエスト例) 標準品の長さから1/3の長さ

シャフトの長さ



標準品は1.5mm

(リクエスト例) 1.0mmの長さ

先端内径



(リクエスト例) 4.5 μmの径

先端面角度



(リクエスト例) 30°の角度


アーム角度



(リクエスト例) 0° (ストレート) の角度

カスタムメイド注文

002-B-CD-E (F)



スパイクの長さ

- ☐ 標準品
- ☐ 標準品に対して1/3の長さ
- ☐ 標準品に対して1/2の長さ
- ☐ 標準品に対して()の長さ

上記にレ印をご記入ください。

ご希望角度でご用命ください。**精子の状態に合わせてピペットを選択しICSIが行えます。**
これこそ「お気に入り!」と言える本物を選んでください。

型番の
読み方


002-4-30S-25(-M)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
A B C D E



A. ICSIピペット B. 内径 C. アーム角度
D. スパイク付き(Sの未記入はスパイク無し) E. 先端面角度
M. 新型

スパイク付きタイプ



新型ICSIの型番は各型番の末尾に「-M」がつきます。

例.002-4.2-30S-30-M
002-4.2-30S-30-M.sp1/2arm1.0内径4 μ mスパイク付き



(写真:002-4-30S-30)

内径4.2 μ mスパイク付き


(写真:002-4.2-30S-30)

内径4.5 μ mスパイク付き

(写真:002-4.5-30S-35)


内径5 μ mスパイク付き

(写真:002-5-30S-35)





スパイク無しタイプ



新型ICSIの型番は各型番の末尾に「-M」がつきます。

内径4 μ mスパイク無し



(写真:002-4-30-25)

内径4.2 μ mスパイク無し


(写真:002-4.2-30-30)

内径4.5 μ mスパイク無し

(写真:002-4.5-30-30)


内径5 μ mスパイク無し

(写真:002-5-30-30)



Holding マイクロピペット

安定した品質により安定したホールドが得られます。




品 名	型 番	先端内径(μm)	先端外径(μm)	アングル	滅菌方法	保存条件	数 量
MC-MIH-80	001-80-30	20	80	30°	ガンマ線滅菌 個別包装	室温保存	20本/ケース ※単品販売可
MC-MIH-90	001-90-30		90				
MC-MIH-100	001-100-30		100				
MC-MIH-120	001-120-30	25	120	ストレート			
MC-MIH-80-S	001-80	20	80				
MC-MIH-90-S	001-90		90				
MC-MIH-100-S	001-100		100				
MC-MIH-120-S	001-120	25	120				

※アングル20°、25°、35°、40°その他をご用意しています。お問い合わせ下さい。

Assisted Hatching マイクロピペット

用途に応じてオープンタイプとクローズドタイプがあります。




	品名	型番	シャープポイント(µm)	シャープポイント開始外径(µm)	アングル	滅菌方法	保存条件	数量
クローズドタイプ	C-AH-C-S	003-30-S	200	60	30°	ガンマ線滅菌 個別包装	室温保存	20本/ケース ※単品販売可
	C-AH-C-S	003-S	200	60	ストレート			
	C-AH-C-L	003-30-L	300	40	30°			
	C-AH-C-L	003-L	300	40	ストレート			
オープンタイプ	C-AH-O	003-10-30-A	-	10	アングル	ガンマ線滅菌 個別包装	室温保存	20本/ケース ※単品販売可
	C-AH-O	003-10-A			30°			
	C-AH-O	003-10-A			ストレート			

※アングル20°、25°、35°、40°その他をご用意しています。お問い合わせ下さい。

Blastomere Biopsy マイクロピペット

各分割に応じたピペットの選択が可能。



品名	型番	先端外径(µm)	先端内径(µm)	アングル	滅菌方法	保存条件	数量
MC-BBM-10-A	004-10-30A	尖っていない	10	30°	ガンマ線滅菌 個別包装	室温保存	20本/ケース ※単品販売可
MC-BBM-10-B	004-10-30A	斜め50°	10				
MC-BBM-15-A	004-15-30A	尖っていない	15				
MC-BBM-15-B	004-15-30B	斜め50°	15				
MC-BBM-30-A	004-30-30A	尖っていない	30				
MC-BBM-30-B	004-30-30B	斜め50°	30				
MC-BBM-35-A	004-35-30A	尖っていない	35				
MC-BBM-35-B	004-35-30B	斜め50°	35				
品名	型番	先端外径(µm)	先端内径(µm)	アングル	滅菌方法	保存条件	数量
MC-BBM-10-A	004-10-A	尖っていない	10	ストレート	ガンマ線滅菌 個別包装	室温保存	20本/ケース ※単品販売可
MC-BBM-10-B	004-10-B	斜め50°	10				
MC-BBM-15-A	004-15-A	尖っていない	15				
MC-BBM-15-B	004-15-B	斜め50°	15				
MC-BBM-30-A	004-30-A	尖っていない	30				
MC-BBM-30-B	004-30-B	斜め50°	30				
MC-BBM-35-A	004-35-A	尖っていない	35				
MC-BBM-35-B	004-35-B	斜め50°	35				

※アングル20°、25°、35°、40°その他をご用意しています。お問い合わせ下さい。

■ 製造元



■ 総輸入販売元



統括本部

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目10番9号 箕面フレールビル

☎ 0120-105-312 FAX.0120-705-312

<http://www.medi-con.co.jp>

Medi-Con インターナショナル 検索

※取扱い注意 本製品は研究用品のため体外診断・医療用等には使用しないで下さい。改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

※本紙掲載の資料はMicrotech-IVF社からの提供に拠ります。

このカタログは2024年4月現在のものです。