





精子カウティングチャンバー

Counting Chambers



							
MC-CV 1020-2ch	MC-CV 1020-Gch 格子付タイプ	MC-CV 1020-4ch	MC-CV 1010-2ch	MC-CV 1010-Gch 格子付タイプ	MC-CV 1010-4ch	MC-CV 1012-2ch	MC-CV 1100-2ch
							
MC-CV 1020-2cv		MC-CV 1020-4cv	MC-CV 1010-2cv		MC-CV 1010-4cv	MC-CV 1012-2cv	MC-CV 1100-2cv

CellVision
technologies
オランダ製

精子カウティングチャンバー

CellVision社製



ガラス製ディスプレイブル顕微鏡スライドタイプのため、変質によるデータ誤差がなく定性・定量が可能。

密閉タイプのため溶媒の蒸発が最小となり長時間の観察・測定が可能。

手動分析・自動分析 (CASA) で測定が可能です。(スライドガラスと同サイズ)

原材料の仕様

レギュラーガラス／無毒 コーティング／無毒
 接着剤／無毒 洗浄／アルカリ性洗浄剤にて洗浄
 インク／無毒 すすぎ／蒸留水にてすすぎ

泡立ち無し

CellVision社のチャンバーは非常にクリーンで特別なコーティングをしていますので、充填時に泡はたちません。ガラスとコーティングの品質は品質管理測定の際にテストしています。

確かな精度と信頼性

CellVision社のユニークなオートマチック製造工程により、20 μ m深さの場合の許容誤差は5%です。

それぞれのチャンバーは広範囲な品質管理プロトコルを受けています。

精 度	深 さ	精度 (%)	精度 (μ m)
	10 μ m	± 10	9 - 11
	12 μ m	± 10	10.8 - 13.2
	20 μ m	± 5	19 - 21
	100 μ m	± 3	97 - 103
	200 μ m	± 2	196 - 204

手動分析

正立、倒立及び位相差顕微鏡での観察、測定が容易にできます。

自動分析

CASAシステムにも互換性があります。

商品内容

品 番				Cellの深さ	チャンバー数	グリッド内蔵	入数／テスト数
MC-CV 1020-2ch		MC-CV 1020-2cv		20 μ m	2穴	無し	25枚／50テスト
MC-CV 1020-Gch		格子付タイプ		20 μ m	2穴	有り	25枚／50テスト
MC-CV 1020-4ch		MC-CV 1020-4cv		20 μ m	4穴	無し	25枚／100テスト
MC-CV 1010-2ch		MC-CV 1010-2cv		10 μ m	2穴	無し	25枚／50テスト
MC-CV 1010-Gch		格子付タイプ		10 μ m	2穴	有り	25枚／50テスト
MC-CV 1010-4ch		MC-CV 1010-4cv		10 μ m	4穴	無し	25枚／100テスト
MC-CV 1012-2ch		MC-CV 1012-2cv		12 μ m	2穴	無し	25枚／50テスト
MC-CV 1100-2ch		MC-CV 1100-2cv		100 μ m	2穴	無し	25枚／50テスト

■ 製造元

CellVision technologies オランダ製

■ 総輸入販売元

メディ・コン
インターナショナル株式会社

統括本部

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目10番9号 箕面フレールビル5F

TEL 0120-105-312 FAX 0120-705-312

http://www.medi-con.co.jp メディ・コン インターナショナル 検索

※取扱い注意 本製品は研究用品のため体外診断・医療用等には使用しないでください。改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
 ※本紙掲載の資料はCellVision社からの提供に拠ります。

このカタログは2024年4月現在のものです。